

Coniugato Aif1/Iba1 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - O70200(Mouse),P55008(Umano)

Numero articolo: CM0009613

introduzione

Coniugato AIF1/IBA1 Anticorpo monoclonale di coniglio, validato per WB e IF-P. Rileva AIF1/IBA1 in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neuroinfiammazione e microglia, con prestazioni consistenti da lotto a lotto per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniugato AIF1/IBA1 mAb di Coniglio
Note/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	199
ID Gene (Topo)	11629
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di AIF1/IBA1 del topo (O70200)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O70200(topo), P55008(Umano)
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio