

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd200/Ox2 Coniugato Per Citometria A Flusso - P41217

Numero articolo: CM0004887

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro CD200/OX2 umano. Validato per citometria a flusso, riconosce specificamente la glicoproteina di superficie cellulare coinvolta nella regolazione immunitaria. - P41217

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human CD200/OX2 mAb
Note/Alias	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molecola CD200
Specie	Umana
ID genico	4345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-232 di CD200/OX2 umano (NP_001352780.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P41217
Peso proteico	30kDa/31kDa/32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio