

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd31/Pecam1 Coniugato Con Per Citofluorimetria - Q08481

Numero articolo: CM0007814

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD31/PECAM1 di topo/ratto. Validato per citofluorimetria, adatto a studi sulle interazioni tra cellule endoteliali e leucociti. Riconosce la molecola di adesione PECAM1. Ideale per applicazioni di ricerca in immunologia e biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD31/PECAM1 di topo/ratto
Note/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Topo
ID gene (umano)	5175
ID gene (topo)	18613
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 di CD31 di topo (NP_001292086.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q08481
Peso della proteina	69 kDa/77 kDa/80 kDa/81 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio