

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gfap Coniugato Con Per If-P - P14136

Numero articolo: CM0008707



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-GFAP coniugato con , validato per IF-P, reattivo con GFAP umano, murino e di ratto. Ideale per gli studi sui marcatori degli astrociti nella ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GFAP coniugato con
Note/Alias	ALXDRD
Specie	Uomo
GeneID	2670
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del GFAP umano (P14136))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P14136
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante