

Coniugato Tom20 Coniglio Mab Per Wb, If/Icc, If-P - Q15388

Numero articolo: CM0005837



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro TOM20 umano, validato per WB, IF/ICC e IF-P. Riconosce TOM20 umano, murino e ratto per la ricerca sull'importazione di proteine mitocondriali e la mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniugato TOM20 Coniglio mAb
Note/Alias	MAS20, MOM19, TOM20
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9804
GeneID	9804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-145 del TOM20 umano (NP_055580.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio