


Anticorpo Policlonale Cop1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q8Nhy2

Numero articolo: CM0023210



introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) COP1 di coniglio validato per WB e ELISA. Adatto per studiare il ruolo di COP1 nell'ubiquitinazione, nella degradazione di p53 e nelle vie di sopravvivenza cellulare. Reattività crociata con uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb COP1 di coniglio
Annotazioni/Alias	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	64326
ID gene	64326
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 582-731 della COP1 umana (NP_071902.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8NHY2
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio