

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Copb1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P53618

Numero articolo: CM0018628

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio generato contro COPB1 umano (Beta-COP). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare il trasporto Golgi/RE mediato dal coatomer e l'omeostasi lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio COPB1
Osservazioni/Alias	COPB; BARMACS; COPB1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1315
GeneID	1315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-740 di COPB1 umano (NP_057535.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53618
Peso Molecolare Proteina	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio