

Coq9 Pab Di Coniglio - O75208

Numero articolo: CM0017368



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COQ9 umano, un elemento chiave nella biosintesi dell'ubichinone. Validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA, garantisce il rilevamento affidabile di questo bersaglio mitocondriale da 36 kDa. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COQ9 pAb di coniglio
Note/Alias	COQ10D5; C16orf49; COQ9
Specie	Umano
ID del gene (umano)	57017
ID del gene	57017
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-318 di COQ9 umano (NP_064708.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O75208
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante