


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cox Iv Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13073

Numero articolo: CM0030854



### introduzione

Convalida COX IV (COX4I1) umano, murino e ratto con questo anticorpo policlonale coniglio, ottimizzato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Ideale per studi sui mitocondri e sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | COX IV Coniglio pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)      | 1327                                                                                                                           |
| GeneID              | 1327                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-98 del COX IV umano (NP_001852.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | P13073                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 20kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |