

Cox1 Anticorpo Policlonale Di Coniglio - Cox1

Numero articolo: CM0025330

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COX1 (Cicloossigenasi-1), reattivo con uomo, topo e ratto. Adatto per applicazioni WB, IF, IHC-P e ELISA. L'immunogene corrisponde agli aminoacidi 415-514 della COX1 di topo. Ideale per la ricerca sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	COX1 Rabbit pAb
Alias	Cox1; COX1
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	4512
ID Gene (Topo)	17708
Immunogene	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 415-514 della COX1 di topo (NP_904330.1)
Specie ospite	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio