

Anticorpo Monoclonale Coniglio Cralbp Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P12271

Numero articolo: CM0004769



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CRALBP per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Rileva CRALBP umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo visivo e sulla retina. Proteina di 36 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio CRALBP (mAb)
Note/Alias	CRALBP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6017
GeneID	6017
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CRALBP umano (P12271).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P12271
Peso Molecolare Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante