

Anticorpo Policlonale Coniglio Crem Per Wb, If/Icc, Elisa - Q03060

Numero articolo: CM0027304

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CREM umano, convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio della spermatogenesi, del ritmo circadiano e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CREM Rabbit pAb
Note/Alias	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1390
GeneID	1390
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CREM umano (NP_853549.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03060
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio