

Csta Rabbit Pab - P01040

Numero articolo: CM0030195



introduzione

CSTA Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, che riconosce la Cistatina-A umana e del ratto (UniProt P01040). Adatto per studi sugli inibitori delle proteasi e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSTA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
Specie	Umano
GeneID (umano)	1475
GeneID	1475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-98 della CSTA umana (NP_005204.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P01040
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio