

Ctbp2 Coniglio Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Numero articolo: CM0021341



introduzione

CTBP2 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale generato contro un peptide C-terminale di CTBP2 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sulle sinapsi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CTBP2 Coniglio pAb
Note/Alias	CTBP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1488
GeneID	1488
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300 e il C-terminale di CTBP2 umano (NP_001320.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56545
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio