

Anticorpo Policlonale Rabbit Ctcf Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P49711

Numero articolo: CM0016353



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit CTCF validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Rileva CTCF endogeno in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia della cromatina, regolazione genica e organizzazione tridimensionale del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CTCF Rabbit pAb
Note/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10664
GeneID	10664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di CTCF umano (NP_006556.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49711
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio