

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ctrb1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17538

Numero articolo: CM0016097

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CTRB1 (pAb) validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Riconosce la chimotripsinogeno B (CTRB1) umana, murina e di ratto. Adatto per la ricerca sulla secrezione delle proteasi seriniche e sulla biologia degli enzimi digestivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CTRB1 pAb di coniglio
Note/Alias	CTRB; CTRB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1504
GeneID	1504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 79-263 di CTRB1 umano (NP_001897.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17538
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante