

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cxcr2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P25025

Numero articolo: CM0026529



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a CXCR2 umano (CD182, IL8RB). Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva una proteina di 41 kDa. Ideale per ricerche sulla segnalazione delle chemochine, chemiotassi dei neutrofili e risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CXCR2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3579
ID Gene	3579
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 260-359 del CXCR2 umano (NP_001548.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P25025
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio