

Cxcr3-B Coniglio Pab - P49682-2

Numero articolo: CM0024302

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CXCR3-B per WB, IF-P, ELISA. Riconosce l'isoforma 2 umana e murina di CXCR3-B, un recettore delle chemochine che inibisce l'angiogenesi tramite CXCL4/CXCL10. Utile per studi di oncologia e vascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CXCR3-B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2833
ID Gene	2833
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CXCR3-B umano (NP_001136269.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P49682-2
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio