

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Cy3 - Cy3

Numero articolo: CM0005647

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge al colorante cianina Cy3 (CAS 146397-20-8), offrendo una reattività indipendente dalla specie per saggi DB ed ELISA. Adatto per strategie di marcatura diretta o generazione del segnale anti-colorante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Cy3
Note / Alias	Cy3
ID Gene (Umano)	CAS:146397-20-8
ID Gene	CAS:146397-20-8
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a Cy3
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività Incrociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacca refrigerante