

## Cy3/Cy5 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio

Numero articolo: CM0005240

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Cy3/Cy5 per applicazioni DB ed ELISA. Mostra una reattività crociata indipendente dalla specie, adatto per il rilevamento universale dei coniugati Cy3/Cy5. Prodotto da coniglio, ideale per lo sviluppo di immunoassay e la fornitura di materie prime diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | Cy3/Cy5 Anticorpo monoclonale di coniglio |
| ID Gene (CAS)       | CAS:146368-15-2                           |
| Immunogeno          | Composti chimici corrispondenti al Cy5    |
| Origine             | Coniglio                                  |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                     |
| Applicazione        | DB, ELISA                                 |
| Reattività Crociata | Indipendente dalla specie                 |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                     |