

Mab Di Coniglio Anti-Cy5 - Cas:146368-15-2

Numero articolo: CM0006163

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cy5 per DB ed ELISA. Reattività indipendente dalla specie. Ideale per il rilevamento di sonde marcate con Cy5 nei test immunodiagnostici e nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Cy5
ID gene (CAS)	CAS:146368-15-2
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti a Cy5
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	DB, ELISA
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa refrigerante