


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ciclina B1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P14635

Numero articolo: CM0020889



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-Ciclina B1 rileva la proteina Ciclina B1 endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Il bersaglio è un regolatore chiave della transizione G2/M e della mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Ciclina B1
Note/Alias	CCNB; Ciclina B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	891
GeneID	891
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 334-433 della Ciclina B1 umana (NP_114172.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14635
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio