


Ciclina D3 Mab Coniglio - P30281

Numero articolo: CM0005277



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega alla ciclina D3 umana (CCND3), convalidato per WB e ELISA, riconosce umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ciclina D3 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	CCND3; ciclina D3; Cyclin D3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	896
GeneID	896
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30281
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio