

Polymab® Di Coniglio Per Ciclina E1 Per Wb Ed Elisa - P24864

Numero articolo: CM0006879



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Ciclina E1 umana (CCNE1), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PolymAb® di Coniglio per Ciclina E1
Note/Alias	CCNE; pCCNE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	898
ID Gene	898
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 della Ciclina E1 umana (NP_001229.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24864
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio