

Anticorpo Monoclonale Coniglio Cyp24A1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07973

Numero articolo: CM0003087

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CYP24A1 convalidato per IHC-P, IF/ICC e ELISA. Bersaglia il CYP24A1 umano (Q07973), un enzima mitocondriale fondamentale per il catabolismo della vitamina D e l'omeostasi del calcio. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP24A1 Rabbit mAb
Note / Alias	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1591
ID gene	1591
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-410 della CYP24A1 umana (NP_000773.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q07973
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio