

## Anticorpo Policlonale Coniglio Cyp24A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07973

Numero articolo: CM0019745

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CYP24A1 convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce campioni di origine umana, topo e ratto. Adatto per studi sul catabolismo della vitamina D, l'omeostasi del calcio e la funzione della 24-idrossilasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | CYP24A1 Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Note/Alias            | CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1                                                                                                               |
| Specie                | Uomo                                                                                                                                                        |
| ID gene (umano)       | 1591                                                                                                                                                        |
| ID gene               | 1591                                                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 36-448 della CYP24A1 umana (NP_001122387.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                           |
| SWISS                 | Q07973                                                                                                                                                      |
| Peso proteico         | 59kDa                                                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                       |