

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cyp7A1 Per Wb, Elisa - P22680

Numero articolo: CM0006540



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro CYP7A1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 86-108). Per la ricerca sul metabolismo del colesterolo e sulla sintesi degli acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP7A1 mAb di topo
Note/alias	CP7A; CYP7; CYPVII; CYP7A1
Specie	Umano
GeneID	1581 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 86-108 di CYP7A1 umano (P22680)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P22680
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante