


Anticorpo Policlonale Coniglio Contro Cistatina C - Per Wb, If/Icc, Elisa - P01034

Numero articolo: CM0014675



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Cistatina C validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva la Cistatina C endogena in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla funzionalità renale, l'amiloidosi e gli inibitori delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Specificazione	Dettagli
Nome prodotto	Cystatin C Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Specie	Uomo
Gene ID	1471 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della Cistatina C umana (NP_000090.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01034
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio