

Anticorpo Monoclonale Coniglio Citocromo C - P99999

Numero articolo: CM0011288



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Citocromo c per WB, IHC-P, ELISA. Rileva il Citocromo c (CYC, HCS, THC4) su Umano, Mouse, Ratto. Peso molecolare: 12kDa. Ideale per studi sull'apoptosi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocromo c Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CYC; HCS; THC4
Specie	Umano
GeneID (umano)	54205
GeneID	54205
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-105 del Citocromo C umano (NP_061820.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P99999
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio