


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Citocheratina 14 (Krt14) Per Wb, If, Ihc, Elisa - P02533

Numero articolo: CM0011401



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la citocheratina 14 (KRT14) umana. Validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della biologia epiteliale e dei cheratinociti basali.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-citocheratina 14 (KRT14)                                                                                              |
| Note/Alias          | K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citocheratina 14 (KRT14)                                                     |
| Specie              | Umano                                                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 3861                                                                                                                                       |
| GeneID              | 3861                                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 373-472 della citocheratina 14 (KRT14) umana (NP_000517.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                         |
| SWISS               | P02533                                                                                                                                     |
| Peso della proteina | 52 kDa                                                                                                                                     |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                         |