

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Cytokeratin 17 (Krt17) Per Wb, Elisa - Q04695

Numero articolo: CM0005997

introduzione

Validato per WB ed ELISA, questo anticorpo monoclonale di coniglio è diretto contro la Cytokeratina 17 (KRT17) umana, cross-reagendo con il topo. KRT17 è una cheratina di tipo I essenziale per la formazione degli annessi cutanei ed è un marcatore nella psoriasi e nei tumori epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio per Cytokeratin 17 (KRT17)
Note/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
Specie	Umana
GeneID	3872
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 332-432 della Cytokeratina 17 (KRT17) umana. (NP_000413.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umana, Topo
SWISS	Q04695
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio