

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Cytokeratin 18 (Krt18) Per Wb - P05783

Numero articolo: CM0003612

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio per Cytokeratin 18 (KRT18) validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con KRT18 umano, di topo e di ratto. Ideale per la biologia delle cellule epiteliali e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio per Cytokeratin 18 (KRT18)
Note/Alias	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3875
GeneID	3875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-430 della Cytokeratin 18 (KRT18) umana (P05783)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05783
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio