

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Citocheratina 20 (Ck20) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35900

Numero articolo: CM0002098

introduzione

mAb di coniglio contro Citocheratina 20 (CK20) validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la CK20 umana e di ratto (~48 kDa), espressa nell'epitelio intestinale e nelle cellule di Merkel. Ideale per la ricerca sul tratto gastrointestinale e studi su marcatori IHC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	Citocheratina 20 (CK20) mAb di coniglio
Note / Alias	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Citocheratina 20 (CK20)
Specie	Umana
ID gene (umano)	54474
ID gene	54474
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, di ratto
SWISS	P35900
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio