

Dab2Ip Pab Di Coniglio - Q5Vwq8

Numero articolo: CM0019581

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro DAB2IP, una proteina scaffold coinvolta nelle vie di segnalazione, nell'apoptosi e nella soppressione tumorale. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA in campioni umani e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAB2IP pAb di coniglio
Note/Alias	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
Specie	Umano
GeneID (umano)	153090
GeneID	153090
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 205-320 di DAB2IP umano (NP_619723.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q5VWQ8
Peso della proteina	132 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta