

Anticorpo Policlonale Coniglio Dap Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51397

Numero articolo: CM0030232

introduzione

Scopri l'anticorpo policlonale coniglio DAP (P51397) di CamelBio per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Convalidato su uomo, topo, ratto. Ideale per studi su apoptosi, autofagia e traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DAP Rabbit pAb
Note/Alias	DAP1; DAP
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1611
GenelD	1611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-102 della DAP umana (NP_004385.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P51397
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio