

Dazl Anticorpo Policlonale Di Coniglio - Q92904

Numero articolo: CM0013307

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-DAZL, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA in specie umana, murina e ratto. Proteina legante l'RNA essenziale per la spermatogenesi, con espressione specifica nei testicoli. Ideale per la ricerca in biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DAZL anticorpo policlonale di coniglio
Note/alias	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Specie	Umano
GeneID (umano)	1618
GeneID	1618
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q92904
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa con ghiaccio