

Dcaf11 Pab Di Coniglio - Q8Teb1

Numero articolo: CM0021607

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro DCAF11, un recettore del substrato per il complesso E3 della ubiquitina ligasi CUL4-DDB1. Validato per WB ed ELISA in esseri umani, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla via di ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	DCAF11 pAb di coniglio
Note/alias	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
Specie	Essere umano
GeneID (umano)	80344
GeneID	80344
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di DCAF11 umano (NP_079506.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Essere umano, topo, ratto
SWISS	Q8TEB1
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante