

Ddx3 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - 000571

Numero articolo: CM0030384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per DDX3 umano (000571) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Coinvolto nel metabolismo dell'RNA, nella regolazione della traduzione e nella segnalazione immunitaria innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX3 Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1654
ID Gene	1654
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di DDX3 umano (NP_001347.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo
SWISS	000571
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio