

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ddx39A Per Wb Ed Elisa - 000148

Numero articolo: CM0012823



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DDX39A validato per Western blotting ed ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Bersaglio: elicasi RNA ATP-dipendente coinvolta nell'esporto e nello splicing dell'mRNA. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleocitoplasmatico e sul metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio DDX39A
Note/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10212
GeneID	10212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-427 di DDX39A umano (NP_005795.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	000148
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio