


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ddx50 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bq39

Numero articolo: CM0025593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina DDX50 (GU2/GUB) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sul metabolismo degli RNA e sulla restrizione antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DDX50 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	GU2; GUB; mcdhr; RH-II/GuB; DDX50
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79009
GeneID	79009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della proteina DDX50 umana (NP_076950.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQ39
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio