

Ddx51 Coniglio Pab - Q8N8A6

Numero articolo: CM0016080

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio DDX51 validato per WB ed ELISA con reattività incrociata su Umano, Topo e Ratto. Bersaglio: Elicasi RNA ATP-dipendente DDX51, un fattore chiave nella biogenesi della subunità ribosomiale 60S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DDX51 Coniglio pAb
Note/Alias	DDX51
Specie	Umano
GeneID (umano)	317781
GeneID	317781
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 367-666 di DDX51 umano (NP_778236.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N8A6
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio