

Ddx55 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Nhq9

Numero articolo: CM0018961

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio DDX55 per Western blot ed ELISA. Rileva DDX55 umano e murino, un'elicasi RNA DEAD-box coinvolta nella maturazione dell'rRNA. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio DDX55
Note/Alias	DDX55
Specie	Umano
GeneID (umano)	57696
GeneID	57696
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-360 di DDX55 umano (NP_065987.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NHQ9
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio