


Decr1 Coniglio Pab - Q16698

Numero articolo: CM0012845



introduzione

DEC1 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale per WB e ELISA, mirato a DEC1 umano, murino e ratto (riduttasi mitocondriale 2,4-dienoil-CoA). Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DEC1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DEC1; NADPH; SDR18C1; DEC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1666
GeneID	1666
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-335 del DEC1 umano (NP_001350.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16698
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio