


Anticorpo Monoclonale Coniglio Dek Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35659

Numero articolo: CM0002369



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio DEK per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, ratto. Mirato al regolatore della cromatina nucleare DEK (43kDa). Ideale per la ricerca sul cancro e sulla cromatina. - P35659

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	DEK Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	D6S231E; DEK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7913
GeneID	7913
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 51-200 del DEK umano (P35659).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P35659
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio