


Anticorpo Policlonale Depdc6 Per Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q8Tb45

Numero articolo: CM0025270



introduzione

Anticorpo policlonale DEPDC6 per coniglio di alta qualità convalidato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Rileva DEPTOR umana e murina, un regolatore negativo chiave di mTOR essenziale per gli studi sull'autofagia. Ideale per la ricerca e lo sviluppo in IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DEPDC6 Rabbit pAb
Note/Alias	DEP.6; DEPDC6
Specie	Umana
GeneID (Umana)	64798
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-217 della DEPDC6 umana (NP_073620.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q8TB45
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio