

Anticorpo Policlonale Coniglio Desmin Per Wb, Elisa - P17661

Numero articolo: CM0013865

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Desmin validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con il mouse. Mira al Desmin umano, un filamento intermedio di tipo III essenziale per l'integrità del sarcomero muscolare. Adatto per la ricerca sul muscolo cardiaco e scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Desmin Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1674
GeneID	1674
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 del Desmin umano (NP_001918.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P17661
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio