

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti Desmocollin 3 (Dsc3) Per Wb, Elisa - Q14574

Numero articolo: CM0022180

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla Desmocollin 3 (DSC3) umana, progettato per applicazioni di Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con il ratto. Adatto per lo studio dell'adesione dei desmosomi e dell'integrità della barriera epidermica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Desmocollin 3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1825
ID Gene	1825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 576-690 della Desmocollin 3 umana (NP_001932.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Ratto
SWISS	Q14574
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio