

Desmoplakin Coniglio Mab Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15924

Numero articolo: CM0007972



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Desmoplakin validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira alla proteina desmosomica di ~332 kDa, ideale per ricerche sull'adesione cellulare, cardiomiopatia e dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Desmoplakin Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	DP; DCWHKTA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 2609-2822 del Desmoplakin umano (NP_004406.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio