

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Destrin Per Wb E Elisa - P60981

Numero articolo: CM0003481

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Destrin validato per applicazioni WB e ELISA, cross-reattivo con uomo, topo e ratto. Adatto per studiare la depolimerizzazione dell'actina e la regolazione del citoscheletro. UniProt P60981.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Destrin Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Destrin
Specie	Uomo
GenelD (umano)	11034
GenelD	11034
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60981
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio