


Anticorpo Policlonale Rabbit Dgcr8 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8WYq5

Numero articolo: CM0019748



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit DGCR8 di alta qualità per WB, IHC-P, IP, ELISA. Riconosce DGCR8 (86 kDa) umano, di topo e di ratto, una sottounità chiave del microprocessore critica per la biogenesi dei miRNA e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	DGCR8 Rabbit pAb
Note/Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54487
GeneID	54487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-340 della DGCR8 umana (NP_073557.3)
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WYQ5
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio